

Thrombostat 2



Koagulometri otvorenog tipa omogućavaju određivanje parametara hemostaze iz venske krvi, kapilarne krvi i citratne plazme.

Parametri koji mogu da se određuju su:

- PT - protrombinsko vreme iz pune krvi (venske ili kapilarne) i plazme
- PTT - parcijalno tromboplastinsko vreme
- TT - trombinsko vreme
- FIB - fibrinogen po Klausu
- FAC - faktori koagulacije

Thrombostat

Funkcije Thrombostata:

- Automatski početak merenja kada je reagens dodat startnom pipetom
- Praćenje procesa reakcije
- Obaveštenje o kritičnim događajima
- Automatsko proveravanje
- Prikazivanje vremena merenja u sekundama
- Mogućnost prikazivanja rezultata u INR



Originalni naziv	Pakovanje	Proizvođač	Osnovne karakteristike	Broj testova iz 1 kutije
Fibrinogen reagens	5x2 ml 5x5 ml	TC	Za određivanje fibrinogena modifikovanom Claussovom metodom	133 250
Technoclot PT Plus	5x4 ml	TC	Za određivanje protrombinskog vremena (PT), liofiliziran reagens sa sopstvenim rastvaračem	200
Technoclot PT	10x4 ml	TC	Za određivanje protrombinskog vremena (PT), liofiliziran reagens	400
Technoclot PT Owren	10x4 ml	TC	Za određivanje INR iz kapilarne krvi kod pacijenata koji su na antikoagulantnoj terapiji (PT,INR,%)	200
Dapttin TC	5x2 ml	TC	Za određivanje aPTT, praćenje terapije heparinom, skrining Lupus antikoagulansa	200
Siron	2x4 ml	TC	Za određivanje aPTT, praćenje terapije heparinom, skrining Lupus antikoagulansa, tečna forma reagensa	160
Trombin reagens	6x6 ml	TC	Za određivanje trombinskog vremena (TT), u cilju provere nivoa fibrinogena (fibrin degradacionih proizvoda), kao i praćenja heparinske i fibrinolitičke terapije	360
Kontrolna plazma - N	5x1 ml 1 ml	TC	Normalna kontrola za kontrolu tačnosti svih testova: PT, aPTT, fibrinogena, TT i faktora koagulacije	100 20
Kontrolna plazma - A	5x1 ml 1 ml	TC	Normalna kontrola za kontrolu tačnosti svih testova: PT, aPTT, fibrinogena, TT i faktora koagulacije	100 20
AK- Kalibrant	4x1 ml	TC	Za kalibraciju reagensa za određivanje PT	



Stabilnost reagenasa nakon rastvaranja:	+2 ...+8 °C	-20 °C
Fibrinogen reagens	5 dana	2 meseca
Technoclot PT Plus liquid	7 dana	1 mesec
Technoclot PT	7 dana	2 meseca
Dapttin TC	15 dana	6 meseci
Siron liquid	2 meseca	/
Kontrolna plazma - N	8 sati	1 mesec
Kontrolna plazma - A	8 sati	1 mesec
AK - Kalibrant	8 sati	1 mesec

VICOR d.o.o.